



Pipetni test za vodikov peroksid; 1–10 g/L H₂O₂

Številka izdelka:

LCW058

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



For determination of Hydrogen peroxide by the Peroxomolybdate method.

Specifikacije

Ime metode:	Perokso molibdat
Merilno območje:	1 - 10 g/L H ₂ O ₂
Opis:	Komplet reagentov za vodikov peroksid
Parameter:	Vodikov peroksid
Pogoji skladiščenja:	2 °C - 8 °C (naj bo hlajeno)
Posebni zapiski:	Potrebne so dodatne okrogle kivete LCW906.
Število testov:	40