



Komplet reagentov; 0,01–1,80 mg/L Fe

Številka izdelka:

2544800

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagenti v zaprtih ovojih za določanje vsebnosti železa ob prisotnosti molibdena.

Reagent za železo FerroMo določa vsebnost železa ob prisotnosti molibdenovih spojin v vodah iz hladilnih stolpov. Odpravlja zniževanje vsebnosti molibdena, ki tvori črno raztopino. Predhodna obdelava ni potrebna.

Specifikacije

Ime metode:	FerroMo
Inštrument:	Vsi razen DR/820, PC II
Merilno območje:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Parameter:	Železo
Platforma:	Praškasti reagenti
Posebna značilnost:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows
Številka metode:	8365
Število testov:	100