



Komplet reagentov za baker; 2–210 µg/L Cu

Številka izdelka:

2603300

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Za določanje bakra, metoda s porfirinom Za 10-mililitrske vzorce.

Specifikacije

Ime metode:

Porfirin

Inštrument:

DR 6000, DR/4000

DR 3900, DR 2800

,DR 2700, DR/2010

DR/890

Merilno območje:

2 - 210 µg/L Cu

Parameter:

Baker

Platforma:

Praškasti reagenti

Številka metode:

8143

Število testov:

100