



Kartuša za digitalni titrator EDTA, 0,1428 M

Številka izdelka:

1496001

EUR Cena:

Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Nearno



Pripravljena titracijska raztopina za analizo skupne trdote, 1–16 G.d.H. CaCO₃.

Za določanje kalcijeve in skupne trdote. 0,1428 M. Številke x 0,1785 = mg/L CaCO₃ v 100 mL, številke x 0,01 = Gdh.

Natančni rezultati – kadarkoli in kjerkoli jih potrebujete

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Hitro in prilagodljivo

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Vsestransko

More than 50 parameter/range combinations are available

Varčno

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Specifikacije

Ime metode:	EDTA (CalVer® 2)
Merilno območje:	1 - 16 G,d,h,
Parameter:	Trdota, kalcijeva
Platforma:	Digitalni Titrator
Število testov:	40 - 100
Titant:	0,1428 M EDTA