



Komplet reagentov za kremen; 0,010–1,600 mg/L SiO₂

Številka izdelka:

2459300

EUR Cena:

Kontakt

Odprema v 2 tednih

Nearno



Za določanje kremena, metoda heteropoli modro. Za 10-mL vzorec.

Specifikacije

Ime metode:	Heteropoli modro
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2000, DR/820, PC II
Merilno območje:	10 mL
Parameter:	Kremen
Posebna značilnost:	LR, 10 mL, 100 tests
Številka metode:	8186
Število testov:	100