



Komplet reagentov za hitro merjenje izjemno nizkih razponov kremen s tekočimi reagenti Komplet reagentov za kremen, hitro merjenje s tekočimi reagenti; 3–1000 µg/LSiO₂

Številka izdelka:

2678500

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Za določanje izjemno nizkega razpona kremen, metoda za hitro merjenje s tekočimi reagenti heteropoli modra. Metode za hitro merjenje s tekočimi reagenti so ekonomičen način za analizo več vzorcev hkrati.

Za določanje izjemno nizkih razponov kremen z metodo za hitro merjenje s tekočimi reagenti Rapid Liquid[™] heteropoli modra. Metoda Hach 8282. Razpon: 3–1000 µg/L Komplet vsebuje: raztopino reagenta za molibdat 3, raztopino reagenta za citrnsko kislino F, topilo za redčenje reagenta za aminokislino in praškasti reagent za aminokislino F za približno 250 testov. Potrebna je vlivno-pretočna kiveta.

Priročnost

Ker metode za hitro merjenje s tekočimi reagenti uporabljajo tekoče reagente, dispenzerje za namestitve na steklenico in vlivno-pretočne kivete, je testiranje enostavnejše.

Zmogljivost

Ker je vlivno-pretočna kiveta stacionarni optični sistem, so metode za hitro merjenje s tekočimi reagenti običajno bolj natančne od metod, pri katerih se morajo vzorčne kivete premikati.

Učinkovitost

Metode za hitro merjenje s tekočimi reagenti so idealne za testiranje velikih količin.

Specifikacije

Ime metode:	Heteropoli modro
Inštrument:	Vsi razen DR/4000, DR/800, PC II
Merilno območje:	50 mL
Parameter:	Kremen
Platforma:	Raztopina
Posebna značilnost:	LR, 250 tests
Številka metode:	8282
Število testov:	250