



Sension+ Kombinerana pH-elektroda z odprto diafragmo (umazani vzorci)

Številka izdelka: LZW5051T.97.002

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

pH-elektroda z odprto krožno membrano in trdnimi elektroliti. Samodejna temperaturna kompenzacija. Stekleno ohišje. Razpon pH 2–14, 0–80 °C. 1-metrski kabel. Za prenosne merilnike.

Elektroda je primerna za uporabo pri (zelo umazanih) odpadkih, mleku, sokovih in hrani. Polipropilenska delovna zaščita preprečuje nenameren zlom elektrode.

Ergonomska oblika in robustnost

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Vgrajeni senzor za temperaturo

Malo vzdrževanja

Specifikacije

Accuracy:	pH 0,02 z merilnikom pH1
Dimenzija (d x g):	12 mm x 85 mm (brez ročaja)
Dolžina:	85 mm (brez ročaja)
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: stekleno
Merilno območje:	2 - 14 pH
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Z delovno zaščito. Trden gel za visoko vsebnost trdnih snovi.
Priključek:	Sension+ MP5
Raztopina za polnjenje:	Trdni polimer za enkratno polnjenje
Spoj sonde:	Odpri
Temperaturno območje:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Vrsta:	Prenosen
Vrsta senzorja:	Steklo
Vrsta sonde:	Prenosna