



Sension+ Kombinirana pH-elektroda z gelom (splošna uporaba)

Številka izdelka:

LZW5010T.97.002

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

pH-elektroda z gelom s keramično membrano z nizkimi stroški. Samodejna temperaturna kompenzacija. Ohišje iz polikarbonata. Razpon pH 0–14, 0–80 °C. 1-metrski kabel. Za namizni merilnik.

Ta pH-elektroda ne potrebuje veliko vzdrževanja in je primerna za meritve v splošnih vodnih medijih. Zaščita za shranjevanje preprečuje poškodbe in prekomerni tlak membrane.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Specifikacije

Accuracy:	pH 0,002 z merilnikom MM340
Dimenzija (d x g):	12 mm x 130 mm
Dolžina:	130 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: polikarbonatno
Merilno območje:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Priključek:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Raztopina za polnjenje:	Gel za enkratno polnjenje
Spoj sonde:	Keramični zatič
Temperaturni senzor:	Pt 1000
Temperaturno območje:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Vrsta senzorja:	Steklo
Vrsta sonde:	Laboratorijska