



Sension+ Prevodnostna elektroda (splošna uporaba)

Številka izdelka: LZW5060.97.0002

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Prevodnostna celica z elektrodo s platinasto žico in polikarbonatnim ohišjem.

Celična konstanta $C = 1 \text{ cm}^{-1}$. Samodejna temperaturna kompenzacija. 1-metrski kabel. Za prenosne merilnike.

Razpon merjenja $0,2 \mu\text{S/cm}$ – 200 mS/cm , 0 – $80 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Elektroda je primerna za splošno uporabo pri vodnih medijih.

Ergonomska oblika in robustnost

Specifikacije

Accuracy:	0,50 % z merilnikom EC5
Dimenzija (d x g):	12 mm x 85 mm
Dolžina:	85 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	12 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: zunanost: polikarbonat, notranjost: steklo
Merilno območje:	$0,2 \mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Parameter:	Conductivity
Priključek:	Sension+ MP5
Temperaturno območje:	$0 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Termistor:	Pt1000
Vrsta:	Prenosen
Vrsta senzorja:	3-polna platinasta $k = 1,0 \text{ cm}^{-1}$
Vrsta sonde:	Prenosna