



Kivetni test za kislinske bakrove kopeli za galvanizacijo; 2–100 g/L Cu

Številka izdelka:

LCK229

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Specifikacije

Ime metode:	Lastna barva kopeli
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	2 - 100 g/L Cu
Opis:	Kislinske bakrove kopeli za galvanizacijo
Parameter:	Baker
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	25