



Kivetni test za fenole; 5–150 mg/L

Številka izdelka:

LCK346

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

Natančne in zanesljive vrednosti merjenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	ISO 6439-1990, DIN 38409 H16
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	5 - 150 mg/L Fenoli
Parameter:	Fenoli
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Število testov:	24 (test vključuje ničelno raztopino)