



Kivetni test za škrob; 2–150 mg/L

Številka izdelka:

LCK357

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Metoda Hach
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	2 - 150 mg/L Škrob
Opis:	Kivetni test za topni škrob
Parameter:	Škrob
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	25