



Kivetni test za karbonat/ogljikov dioksid; 55–550 mg/L CO₂

Številka izdelka: LCK388
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeno za največjo možno varnost, enostavno upravljanje in fotometrično vrednotenje, prijazno do okolja.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Indikator pH
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	55 - 550 mg/L CO ₂
Parameter:	Karbonat/ogljikov dioksid
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Potrebna digestija:	da
Število testov:	25