



Kivetni test za nikelj; 0,05–1,0 mg/L Ni

Številka izdelka:

LCK537

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Priročna uporaba s 50-mm pravokotnimi kivetami

Optimalna točnost za analize koncentracije v ultra nizkem merilnem območju

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Dimetilglioksim
Inštrument:	DR3900, DR6000
Merilno območje:	0,05 - 1,0 mg/L Ni
Opis:	Sledovi niklja, test s pravokotno kiveto; 50-milimetrska
Parameter:	Nikelj, sledovi
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Posebni zapiski:	Za popolni razklop niklja uporabite Crack Set LCW902.
Potrebna digestija:	Da, za skupni nikelj
Število testov:	20