



Kivetni test za nitrit na ravni sledov; 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N

Številka izdelka:

LCK541

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Specifikacije

Ime metode:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Inštrument:	DR3900, DR6000
Merilno območje:	0.0015 - 0.03 mg/L NO ₂ -N
Opis:	Kivetni test za nitrit v sledovih
Parameter:	Nitrit, sledovi
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C
Posebni zapiski:	LCK 541 vsebuje komplet reagentov in LKP341 (50-milimetrske semi-mikro plastične kivete, 10 kosov)
Število testov:	50