



Kivetni test za formaldehid na ravni sledov; 0,01–1,0 mg/L H_2CO

Številka izdelka: LCS325
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Specifikacije

Ime metode:	Acetilaceton
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Merilno območje:	0.01 - 1.0 mg/L H_2CO
Parameter:	Formaldehid, sled
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Posebni zapiski:	Za vrednotenje so potrebne semi-mikro pravokotne kivete, 50-milimetrске.
Potrebna digestija:	da
Število testov:	24 (test vključuje ničelno raztopino)