



Kivetni test za cink v sledovih; 0,02–0,8 mg/L Zn

Številka izdelka:

LCS360

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi Hach: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

Specifikacije

Ime metode:	PAR
Merilno območje:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Parameter:	Cink, sledovi
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 28 °C
Posebni zapiski:	Za popolni razklop cinka uporabite Crack Set LCW902.
Potrebna digestija:	Da, za skupni cink
Število testov:	24 (test vključuje ničelno raztopino)