



Železo v sledovih, komplet reagentov; 0,005–2,0 mg/L Fe

Številka izdelka:

LCW021

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi Hach: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Specifikacije

Ime metode:	Železovi (II) ioni reagirajo z železom FerroZine, tako da tvorijo vijolično kompleksno spojino.
Merilno območje:	0,05 - 2,0 mg/L Fe
Opis:	Komplet reagentov za železo; 2 merilni območji
Parameter:	Železo
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C
Posebni zapiski:	Plastične semi-mikro kivete; 50-milimetske, s pokrovom (LZP 341) za nizek razpon; okrogle kivete z gumijastimi zamaški; 11-milimetske (LCW 906) za visok razpon
Število testov:	50