



1200-S sc Digitalni pH-senzor za kontrolno enoto SC

Številka izdelka: LXV426.99.10001
EUR Cena: Kontakt
Odprema v 1 tednu

1200-S sc: kombinirana digitalna elektroda za pH

Potopna sonda za odpadne vode z vgrajeno elektroniko AD in zamenljivo kombinirano pH-elektrodo, z 10-m kablom

Visokokakovostna kombinirana elektroda

Elektroda s perforirano membrano in elektrolitom

v gelu

Malo uporabniškega vzdrževanja

Tehnologija "Plug and Play" s kontrolnimi enotami SC

Specifikacije

Delovna temperatura:	-5 - 50 °C
Diameter:	42 mm
Dolžina:	504 mm
Dolžina kabla:	10 m trajno ožičen, poliuretan
Garancija:	24 mesecev
Komunikacija:	MODBUS
Material:	Nerjavno jeklo
Materiali v stiku z vodo:	Stainless steel, Polyurethane, PPS
Merilno območje:	0 - 14 pH
Način montaže:	Potopljena cev, veriga
Natančnost:	± 0,02 pH
Območje tlaka:	2 bar
Odzivni čas T90:	< 2 min temperature
Parameter:	pH
Pogoji skladiščenja:	-20 °C - 60 °C
Ponovljivost:	± 0.5 %
Pretok:	najv. 4 m/s
Temperaturni senzor:	PT100

Teža:	< 1 kg
Umertivena metoda:	Enotočkovno ali dvotočkovno, v standardni puferni raztopini (samodejno), enotočkovno ali dvotočkovno, primerjalno merjenje
Zaščita ohišja:	IP68

Obvezni pripomočki

- Sondni modul SC1000 za 4 senzorje, 4 izhodi 4 - 20 mA, rele, 110 - 240 V AC, kabel za EU (Item LXV400.99.2R121)
- Zaslonski modul SC1000 (Item LXV402.99.00001)
- Kontrolna enota SC4500, Prognosys, 5 izhodov mA, 2 digitalna senzorja, brez vtiča (Item LXV525.99A11551)
- Kontrolna enota SC4500, podpora za Claros, 5 izhodov mA, 2 digitalna senzorja, brez vtiča (Item LXV525.99AA1551)
- Kontrolna enota SC4500, podpora za Claros, 5 izhodov mA, 2 digitalna senzorja, vtič za EU (Item LXV525.99CA1551)