



Kivetni test za baker; 0,1–8,0 mg/L Cu

Številka izdelka: LCK329
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprta sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Batokuproin disulfonska kislina
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0,1 - 8,0 mg/L Cu
Parameter:	Baker
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Posebni zapiski:	Za popolni razklop bakra uporabite CRACK SET LCW902.
Potrebna digestija:	Da, za skupni baker
Število testov:	25