



Komplet reagentov za mangan; 0,2–5 mg/L/0,02–1,0 mg/L Mn

Številka izdelka:

LCW032

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Komplet reagentov za mangan; 0,2–5 mg/L Mn (okrogla kiveta ali pravokotna kiveta, 10-milimetrska)/0,02–1,0 mg/L Mn (pravokotna kiveta, 50-milimetrska)

For determination of Manganese by the Formaldoxime method.

Specifikacije

Ime metode:	Formaldoksim
Merilno območje:	0,02 - 1 mg/L Mn (pravokotna kiveta, 50-milimetrska)
Opis:	Komplet reagentov za mangan
Parameter:	Mangan
Pogoji skladiščenja:	2 °C - 8 °C (naj bo hlajeno)
Število testov:	50