



Kivetni test za cirkonij; 6–60 mg/L Zr

Številka izdelka:

LCK364

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Prvi posebni hitri test, ki je enostaven za uporabo in pomaga oceniti koncentracijo cirkonija med pasivizacijo.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Pomaga določiti pravo količino cirkonija med postopkom.

Pomaga zmanjšati porabo kemikalij in stroškov pri postopkih nanašanja prevlek na osnovi cirkonija.

Pomaga pri zagotavljanju stalno visoke kakovosti izdelkov.

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Metoda SurTec/Hach
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	6 - 60 mg/L
Parameter:	Cirkonij
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Število testov:	25