



Kivetni test za trdoto vode; 1–20 °dH

Številka izdelka: LCK327
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprta sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Metal ftalein
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	3 - 50 mg/L Mg
Opis:	Trdota vode, kalcij/magnezij
Parameter:	Trdota vode
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	25