



Kivetni test COD 1000–10.000 mg/L O₂

Številka izdelka:

LCK014

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka črtne kode za avtomatsko prepoznavanje v fotometru in kalibracija Truecal

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	1000 - 10000 mg/L O ₂
Opis:	Kemijska potreba po kisiku
Parameter:	COD
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Potrebna digestija:	Da
Število testov:	25
Truecal:	Da