



Kivetni test COD 100–600 mg/L O₂

Številka izdelka:

LCK714

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeno za največjo možno varnost, enostavno upravljanje in fotometrično vrednotenje, prijazno do okolja, odobreno za dogovorjene mejne vrednosti.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka črtne kode za avtomatsko prepoznavanje v fotometru in kalibracija Truecal

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	Dikromat
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	100 - 600 mg/L O ₂
Opis:	Kemijska potreba po kisiku
Parameter:	COD
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Potrebna digestija:	da
Število testov:	25
Truecal:	Da