



Tester pH Pocket Pro

Številka izdelka: 9531000
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Za meritve brez uganj.

Pocket Pro in Pro+ družbe Hach so izdelani za zagotavljanje točnih rezultatov. S podporo vgrajene diagnostike delovanja vam nikoli ni treba ugibati, kdaj morate očistiti ali umeriti senzor. Priložene so tudi zamenljive baterije za priročno terensko uporabo in velik čitljiv LCD-zaslon.

Zaupanje v rezultate

Z enostavnimi umeritvenimi koraki in vgrajeno diagnostiko za testerje pH vam ne bo treba več ugibati umerjanja senzorja, da zagotovite optimalno delovanje.

Prihranite čas in denar

Zaradi bateriji AAA, ki jih je mogoče enostavno zamenjati, ter priročnih posod za vzorce so vzdrževanje in meritve povsem preprosti.

Enostavna uporaba

Na velikem LCD-zaslonu boste lažje prebrali podatke; modeli Pocket Pro⁺ imajo na voljo osvetlitev ozadja, zato jih lahko uporabljate pri skoraj vsaki svetlobi.

Specifikacije

Accuracy:	pH 0,1
Delovna temperatura:	od 0 do 50 °C
Garancija:	6 mesecev
IP ocena ohišja:	IP67
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina
Napajanje :	Baterija (glej v "priporočene baterije")
Osvetlitev ozadja:	Ne
Parameter:	pH, temperatura
Prostornina vzorca:	7-mililitrska
Range:	pH 0,0–14,0
Resolution:	pH 0,1
Umeritev:	3 točke
Vsebina paketa:	Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitvev.
Zahteve baterije:	4, AAA
Življenska doba baterije:	200

Vsebina paketa

Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.