



Tester ORP Pocket Pro

Številka izdelka:	9531100
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Za meritve brez ugibanj.

Testerji Pocket Pro in Pro+ družbe Hach zagotavljajo točne rezultate z vgrajeno diagnostiko, zamenljivimi baterijami in velikim LCD-zaslonom za enostavno branje.

Zaupanje v rezultate

Nič več ugibanja pri umerjanju in čiščenju senzorjev z vgrajeno diagnostiko.

Prihranite čas in denar

Zaradi bateriji AAA, ki jih je mogoče enostavno zamenjati, ter priročnih posod za vzorce so vzdrževanje in meritve povsem preprosti.

Enostavna uporaba

Na velikem LCD-zaslону boste enostavno prebrali podatke, osvetlitev ozadja, ki je na voljo v modelih z izmenljivim senzorjem, pa omogoča meritve v skoraj vsakem okolju.

Specifikacije

Accuracy:	± 2 mV
Delovna temperatura:	od 0 do 50 °C
Garancija:	24 mesecev
IP ocena ohišja:	IP67
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina
Osvetlitev ozadja:	Ne
Parameter:	ORP
Prostornina vzorca:	7-mililitrska
Range:	± 999 mV
Resolution:	1 mV
Umeritev:	Auto
Vsebina paketa:	Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.
Zahteve baterije:	4, AAA

Vsebina paketa

Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.