



Tester ORP Pocket Pro+ z izmenljivimi senzorji

Številka izdelka: 9532100

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Za meritve brez ugibanj.

Testerji Pocket Pro in Pro+ družbe Hach zagotavljajo točne rezultate z vgrajeno diagnostiko, zamenljivimi baterijami in velikim LCD-zaslonom za enostavno branje.

Zaupanje v rezultate

Nič več ugibanja pri umerjanju in čiščenju senzorjev z vgrajeno diagnostiko.

Prihranite čas in denar

Zaradi bateriji AAA, ki jih je mogoče enostavno zamenjati, ter priročnih posod za vzorce so vzdrževanje in meritve povsem preprosti.

Enostavna uporaba

Na velikem LCD-zaslону boste enostavno prebrali podatke, osvetlitev ozadja, ki je na voljo v modelih z izmenljivim senzorjem, pa omogoča meritve v skoraj vsakem okolju.

Specifikacije

Accuracy:	2 mV
Delovna temperatura:	od 0 do 50 °C
Garancija:	24 mesecev
IP ocena ohišja:	IP67
Jeziki v navodilih za uporabo:	Angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina
Natančnost:	2 mV
Osvetlitev ozadja:	Da
Parameter:	ORP
Prostornina vzorca:	9 mL
Range:	± 999 mV
Resolution:	1 mV
Vsebina paketa:	Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.
Zahteve baterije:	4, AAA

Vsebina paketa

Vključuje: tester, 4 baterije AAA, vrvico in vodnik za hitro nastavitev.