



Laboratorijska 4-polna grafitna prevodnostna celica Intellical CDC401, kabel dolžine 1 m

Številka izdelka: CDC40101
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Intellical CDC401 je digitalna grafitna 4-polna prevodnostna celica s temperaturnim senzorjem. Laboratorijska različica je na voljo z 1- ali 3-metrskim kablom. Prevodnostna celica CDC401 je idealna za merjenje električne prevodnosti, slanosti, upornosti ali skupnih vrednosti raztopljenih snovi (TDS) v odpadnih vodah in pitni vodi ali za splošno spremljanje kakovosti vode.

Digitalne sonde Intellical zagotavljajo odlično sledljivost v zgodovini meritev prevodnosti.

Za vsako meritev se shranijo žig časa in datuma, upravljalec in ID vzorca, zgodovina umerjanja, parameter in serijska številka sonde.

Digitalne sonde Intellical CDC401 za merjenje prevodnosti uporabnika opozorijo, kadar je treba ponoviti umerjanje.

Za najnatančnejše in najzanesljivejše rezultate pri vsakem merjenju vam ni treba več ugibati.

Digitalne sonde Intellical CDC401 za merjenje prevodnosti je mogoče menjavati med merilniki, pri čemer ni potrebno ponovno umerjanje ali vnašanje nastavitvev za izvedbo meritev.

Idealno za okolje z več uporabniki ter več laboratorijskimi in prenosnimi merilniki serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	Prevodnost: $\pm 0,5$ % razpona
Dolžina:	184 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	12 mesecev
Komplet izdelka:	Model: CDC401
	Priložena oprema: brez
Merilno območje:	Prevodnost: od 0,0 do 200 mS/cm
	TDS: od 0,00 do 50,0 g/L kot NaCl
	Slanost: od 0 do 42 ppt ali ‰
	Upornost: od 2,5 Ω cm do 49 M Ω cm
Parameter:	Prevodnost
Resolution:	0,01/0,1 (največ 5 številke)
Sensor material:	Noryl
Set?:	Ne
Temperaturna natančnost:	$\pm 0,3$ °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Temperaturno območje:	od -10 do 110 °C

Termistor:	ATC
Testni pogoji:	Potrebni parameter: prevodnost
	Minimalna globina vzorca (mm): 45
Teža:	0,1 kg
Vrsta elektrode:	Prevodnostna celica;
	4-polna – grafit
Vrsta metode:	Laboratorij: 4-polna – grafit
Vrsta senzorja:	4-polna prevodnostna elektroda, grafit, $k = 0,40\text{ cm}^{-1}$
Vrsta sonde:	Standardna
Vsebina paketa:	Laboratorijska prevodnostna celica Intellical CDC401, kabel dolžine 1 m, potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.

Vsebina paketa

Laboratorijska prevodnostna celica Intellical CDC401, kabel dolžine 1 m, potrdilo o umerjanju in osnovni uporabniški priročnik.