




Sension+ PH 3 Namizni merilnik pH in ORP

Številka izdelka: **LPV2000.98.0002**

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Osnovni laboratorijski merilnik z magnetnim mešalnikom, držalom za senzor, raztopinami (pH 4, pH 7, pH 9 in KCl), umeritvenimi stekleničkami z magnetnim mešalnim drogom in uporabniškim priročnikom.

Brez elektrod.

Večnamenska naprava z vodenim krmarjenjem po meniju pospeši in poenostavi splošno elektrokemijsko testiranje. Vsaka naprava omogoča širok razpon načinov uporabe.

Preproste in hitre meritve

Na voljo za številne načine uporabe

Specifikacije

AC in USB delovanje:	Yes
Delovni pogoji: relativna vlažnost zraka:	< 80 % relativna vlažnost, brez kondenzacije
Delovni pogoji: temperatura:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Delovni vmesnik:	Tipkovnica
Dimenzija (v x š x g):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Dolžina:	-
Garancija:	36 mesecev
GLP značilnosti:	No
IP ocena ohišja:	IP42
Izhod:	-
Izvoz podatkov:	Ne
Komunikacija:	-
Merilno območje:	±2000 mV
Meritev DO:	-
Meritev slanosti:	-
Meritev temperature:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Meritve prevodnosti:	-
Meritve prevodnosti: popravek temperature:	-

Merjenje upornosti:	-
Moč:	115/230 V s kompletom z univerzalnim napajalnim adapterjem
Model:	pH3
mV meritev :	±2000 mV
mV resolucija:	1 mV
Namizni:	Da
Natančnost:	±1 digit
Natančnost prevodnosti:	-
Osvetlitev ozadja:	Yes
Parameter:	pH, mV, ORP/redoks, temperatura
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤0.02 pH
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration within selected buffer set or user defined buffer
pH Measurement Range:	-2 pH 16 pH
pH resolucija:	Možnost izbire med 0.01 - 0.1 pH pH 0,01 in 0,1
Pomnilnik podatkov:	Ne
Potrdila o skladnosti:	CE.WEEE
Printer:	-
Resolucija:	-
Resolucija DO:	-
Resolucija prevodnosti:	-
Resolution:	pH: 0,01
Result ID:	-
Salinity resolution:	-
Samodejno prepoznavanje pufra:	Standardi IUPAC (DIN 19266) ali tehnični pufri (DIN 19267)
Set?:	Ne
Simultaneous measurements:	-
Sonde vključene:	No
Spominska zmogljivost internih izmerjenih vrednosti:	-
TDS meritve:	-
TDS resolucija:	-
Temperaturna kompenzacija:	S temperaturno sondo Pt 1000 ali s tipkovnico
Temperaturna natančnost:	≤ 0.2 °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Teža:	1100 g
Umeritev DO elektrode:	-
Umeritveni intervali/alarmi/opomniki:	Opomnik 1 uro do 7 dni
Vhodi:	1 pH/ORP; 1 Ref; 1 Temp. Pt1000; 1 Magnetic stirrer (Integrated)
Vmesnik: jeziki:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Vrsta zaslona:	128 ali 64 pixel
Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja):	Osvetljeni grafični zaslon LCD