



## Sension+ Večnamenski senzor za pH in ORP/redoks

Številka izdelka: LZW5045.97.0002

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Večnamenski senzor za pH (0–14), ORP ( $\pm 2000$  mV) in temperaturo (0–80 °C). Samodejna temperaturna kompenzacija. Dolžina kabla 1,5 m. Namenjeno posebej za večnamenski merilnik SENSION+ MM110.

S polikarbonatnim ohišjem, elektrolitom v gelu in keramično diafragmo.

Priključljive umeritvene cevi se lahko privijejo v držaj elektrode (samo 2 mL pufra ali standardne raztopine). Zaščita za shranjevanje preprečuje poškodbe in prekomerni tlak membrane.

### Natančno

### Enostavna uporaba

### Trpežna in vzdržljiva

---

## Specifikacije

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Accuracy:               | 1 mV z merilnikom MM110         |
| Dimenzija (d x g):      | 12 mm x 85 mm                   |
| Dolžina:                | 85 mm                           |
| Dolžina kabla:          | 1.5 m                           |
| Garancija:              | 6 mesecev                       |
| Material:               | Ohišje senzorja: polikarbonatno |
| Merilno območje:        | pH: 0 - 14 pH                   |
| Parameter:              | pH, ORP                         |
| Posebna značilnost:     | pH, ORP                         |
| Priključek:             | Sension+ MP8                    |
| Raztopina za polnjenje: | Gel za enkratno polnjenje       |
| Spoj sonde:             | Keramika                        |
| Temperaturno območje:   | 0 - 80 °C                       |
| Termistor:              | Pt1000                          |
| Vrsta:                  | Prenosen                        |
| Vrsta senzorja:         | pH: steklo                      |
|                         | ORP: platina                    |

Vrsta sonde:

Prenosni kombinirani za pH, ORP