



Sension+ Kombininirana pH-elektroda (težavni vzorci)

Številka izdelka: LZW5052T.97.002

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Z gelom napolnjena pH-elektroda z obročkasto diafragmo iz poroznega PTFE-ja. Samodejna temperaturna kompenzacija. Stekleno ohišje. Razpon pH 0–14; 0–100 °C. 1-metrski kabel. Za prenosne merilnike.

Elektroda je primerna za težavne medije, npr. za vzorce z nizko ionsko močjo, kreme ali viskozne vzorce. Meritve pri visoki temperaturi do 100 °C. Priložena je delovna zaščita, ki preprečuje nenameren zlom.

Ergonomska oblika in robustnost

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Vgrajeni senzor za temperaturo

Malo vzdrževanja

Specifikacije

Accuracy:	pH 0,02 z merilnikom pH1
Dimenzija (d x g):	12 mm x 85 mm (brez ročaja)
Dolžina:	85 mm (brez ročaja)
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	6 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: stekleno
Merilno območje:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Posebna značilnost:	Z delovno zaščito. Za nizko ionsko moč in/ali visoko temperaturo.
Priključek:	Sension+ MP5
Raztopina za polnjenje:	Gel za enkratno polnjenje
Spoj sonde:	Obroček iz poroznega PTFE-ja
Temperaturno območje:	0 - 100 °C
Termistor:	Pt1000
Vrsta:	Prenosen
Vrsta senzorja:	Steklo
Vrsta sonde:	Prenosna