



Sension+ Robustna prevodnostna elektroda z ohišjem iz titana.

Številka izdelka: **LZW5062.97.0002**

EUR Cena:

Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Robustna prevodnostna celica z elektrodami in ohišjem iz titana. Celična konstanta $C = 1 \text{ cm}^{-1}$. Samodejna temperaturna kompenzacija. 1-metrski kabel. Za prenosne merilnike.

Razpon merjenja $5 \mu\text{S/cm}$ – 50 mS/cm , 0 – $80 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Za merjenje v ekstremnih pogojih in pri umazanih ter viskozni produktih.

Skoraj neuničljiva.

Enostavno čiščenje

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Specifikacije

Accuracy:	0,50 % z merilnikom EC5
Dimenzija (d x g):	12 mm x 85 mm
Dolžina:	85 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	12 mesecev
Material:	Ohišje senzorja: titan
Merilno območje:	$5 \mu\text{S/cm}$ - 50 mS/cm
Parameter:	Conductivity
Posebna značilnost:	Za zahtevnejše vzorce
Priključek:	Sension+ MP5
Temperaturno območje:	$0 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Termistor:	Pt1000
Vrsta:	Prenosen
Vrsta senzorja:	2-polna titanova, $k = 0,3 \text{ cm}^{-1}$
Vrsta sonde:	Prenosna