



Blazinice za pripravo puferirane vode za redčenje, 25 kosov

Številka izdelka: 2143166

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Blazinice za pripravo puferirane vode za redčenje družbe Hach; pri pripravi v skladu z navodili je formula skladna s specifikacijami, ki so opisane v standardnih metodah za pregled vode in odpadne vode, 9050C.1.a.1 "Buffered water" (Puferirana voda).

Blazinice za pripravo puferirane vode za redčenje, št. izd. 2143166; vsebuje 25 blazinic z magnezijevim kloridom in kalijevim dihidrogenfosfatom. Zadošča za 25 L vode za redčenje (1 liter na 1 blazinico magnezijevega klorida + 1 blazinico kalijevega dihidrogenfosfata).

Celovite rešitve za testiranje vode za rekreacijo

Družba Hach ponuja številne medije in naprave, ki izpolnjujejo

vse vaše potrebe po testiranju v prostem času.

Celovite rešitve za testiranje odpadne vode

Družba Hach je pripravila medije in priročne naprave, ki omogočajo

hitro in preprosto testiranje odpadne in nepitne vode.

Celovite rešitve za testiranje pitne vode

Ne glede na to, katero metodo izbere stranka za pregledovanje

vzorcev pitne vode, ima družba Hach pripravljene medije in priročne

naprave, ki omogočajo preprosto in hitro testiranje.

Specifikacije

Prostornina / velikost paketa:

Pakiranje po 25 kosov