



Raztopina za kondicioniranje, ISENH3181, 500 mL

Številka izdelka:	2541249
EUR Cena:	Kontakt
Datum pošiljanja ni prikazan	

Uporablja se kot raztopina za kondicioniranje med vzorci

Raztopina za kondicioniranje ionsko selektivnih elektrod za amoniak (ISENH3181), 500-mL plastenka se uporablja kot raztopina za kondicioniranje med vzorci.

Ta raztopina je namenjena uporabi med testiranjem vzorcev. Pomaga ponastaviti notranji pH ter zagotoviti hitrejše in točnejše odčitke.

Opomba: raztopina **ni** namenjena za shranjevanje (čez noč ali za daljše obdobje); glejte navodila za uporabo elektrode ISENH3181.

Specifikacije

Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Opis:	ISENH3181
Platforma:	Raztopina
Prostornina / velikost paketa:	500 mL
Solution Type:	Shranjevanje

Obvezni pripomočki

- Ammonia Standard Solution, 1000 mg/L, 1 L (Item 2354153)