



Kivetni test za formaldehid na ravni sledov; ISO 12460; 0,05–3,0 mg/L H₂CO

Številka izdelka: LCS425
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Specifikacije

Ime metode:	ISO12460
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Merilno območje:	0.05 - 3.0 mg/L H ₂ CO
Parameter:	Formaldehid, sled
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Posebni zapiski:	Za vrednotenje so potrebne semi-mikro pravokotne kivete, 50-milimetske.
Potrebna digestija:	da
Število testov:	25