



Reagenti Chemkey za totalno alkalnost - nizko merilno območje (25 v škatli)

Številka izdelka: **8636200**

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Reagenti Chemkey za totalno alkalnost, nizko merilno območje 20 - 200 mg/L. Za vzporedni prenosni analizator (PPA).

Specifikacije

Ime metode:	Colorimetric
Merilno območje:	20 - 200 mg/L CaCO ₃
Parameter:	Totalna alkalnost
Platforma:	Chemkeys
Prostornina / velikost paketa:	pk/25
Številka metode:	10280