



Komplet reagentov za mangan; 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Številka izdelka:

LCW632

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Reagent brez cianida za določanje mangana s TMB

Specifikacije

Ime metode:	TMB
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Merilno območje:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Parameter:	Mangan
Platforma:	LCW
Pogoji skladiščenja:	4 - 8 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Posebni zapiski:	Potrebna je pravokotna kiveta; 50-milimetrška; LZP341.
Število testov:	50