



Kivetni test za ortofosfat; 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 testov

Številka izdelka:

LCK549

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Priročna uporaba s 50-mm pravokotnimi kivetami

Optimalna točnost za analize koncentracije v ultra nizkem merilnem območju

Specifikacije

Ime metode:	Fosformolibden modra
Inštrument:	DR3900, DR6000
Merilno območje:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Parameter:	Fosfat, orto, v sledovih
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	20