



Standardna raztopina amonija; 2,5 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$, 100 mL

Številka izdelka:	LCA505
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Standardna raztopina amonija z 2,5 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$, za nadzor kakovosti s kivetnim testom za amonij LCK505. Standardna raztopina amonija LCA505 je primerna tudi za nadzor kakovosti z analizatorjem amonija AMTAX sc.

Specifikacije

Koncentracija:	2,5 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
Parameter:	Amonij
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Prostornina / velikost paketa:	100 mL