



Praškasti reagenti v blazinicah za dvovalentno železo; 0,02–3,00 mg/L Fe (II)

Številka izdelka:

103769

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje železa v dvovalentni obliki (Fe²⁺). pk/100.

Specifikacije

Ime metode:	1, 10 fenantrolin
Inštrument:	Vsi razen PC II
Merilno območje:	0,02 - 3,00 mg/L Fe ²⁺
Parameter:	Železo, dvovalentno
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100 pk
Številka metode:	8146
Število testov:	100