



Kartuša z žveplovo kislino za digitalni titrator, 0,1600 N

Številka izdelka:

1438801

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Odprema v 2 tednih



Pripravljena titracijska raztopina za določanje alkalnosti, 10–160 mg/L CaCO₃

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	Fenolftalein
Merilno območje:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Parameter:	Alkalnost, skupna
Platforma:	Digitalni Titrator
Številka metode:	8203
Število testov:	40 - 100
Titrant:	0,1600 N H ₂ SO ₄