



Addista Večparametrška standardna raztopina

Številka izdelka:	LCA706
EUR Cena:	Kontakt
Na voljo	

Sistem za zagotavljanje analize kakovosti (AQA), ki ga sestavljajo ena kombinirana standardna raztopina/raztopina za koncentracijske preizkuse in dve raztopini za primerjalne preizkuse.

Primerno za teste

• železo v sledovih LCK521, 0,01–1,0 mg/L Fe

• baker v sledovih LCK529, 0,01–1,0 mg/L Cu

• nikelj v sledovih LCK537, 0,05–1,0 mg/L Ni

• mangan LCW032, 0,02–5,0 mg/L Mn

Zaupanje v rezultate

Neprekinjeno beleženje meritev za zagotavljanje analize kakovosti s sistemom Addista potrjuje pravilnost rezultatov analiz.

Enostavno

Vsaka standardna raztopina Addista vsebuje različne parametre. S tem se bistveno zmanjša število steklenic z enoparametrskimi standardnimi raztopinami v vašem laboratoriju.

Manj virov napak

Raztopine Addista so pripravljene za uporabo s kivetnimi testi LCK družbe Hach. Ker redčenje ni potrebno, je čas dela krajši, število dodatnih napak pri analizi standardnih raztopin pa manjše.

Specifikacije

Opis:	Večparametrška standardna raztopina ADDISTA
Parameter:	ADDISTA
Platforma:	LCA
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)