



Kivetni test za vicinalne diketone; 0,015–0,5 mg/kg; diacetil

Številka izdelka:

LCK242

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Z merjenjem VDK (vicinalnih diketonov) se izognite neželenim priokusom v vašem pivu in zaščitite kakovost svojih izdelkov.

Za uporabo z vašim spektrofotometrom Hach DR6000. LCK242 vam omogoča, da na enostaven način brez kemičnih odpadkov testirate vaš vzorec za prisotnost VDK. Poleg tega kivetni testi zagotavljajo visoko kakovostne rezultate, neodvisne od morebitnih zunanjih vplivov. Narejeni so tako, da vam z vsakokratnimi natančnimi rezultati poenostavijo analizo.

Lastnosti vključujejo:

Pripravljeni za uporabo, visoko natančni vnaprej dozirani kivetni testi

Zmanjšanje napak zaradi črtno kodiranih kivet

RFID tehnologija dokumentira rok uporabnosti kivet in zagotavlja sledljivost vaših analiz

Ničelna kiveta ni potrebna

Inovativna tehnika kivet in reagentov

Specifikacije

Ime metode:	MEBAK II
Inštrument:	DR6000
Merilno območje:	0,015 - 0,5 mg/kg Diacetil
Parameter:	Vicinalni diketoni (VDK)
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Število testov:	25