



Kivetni test za aluminij; 0,02–0,5 mg/L Al

Številka izdelka:

LCK301

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Pripravljen za uporabo, zagotavlja največjo možno varnost, je preprost za uporabo, ima fotometrični sistem vrednotenja in je prijazen do okolja

Natančne in zanesljive vrednosti merjenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	Kromazurol S
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0,02 - 0,5 mg/L Al
Parameter:	Aluminij
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	24 (test vključuje ničelno raztopino)