



Dvojna platinasta elektroda Intellical MTC695 za redoks titracijo z napravami serije AT/KF1000.

Številka izdelka: **MTC69501**

EUR Cena: Kontakt

Odprema v 2 tednih

Intellical MTC695 je sonda z dvema platinastima poloma in z vgrajenim temperaturnim senzorjem. Sonda je na voljo s kablom dolžine 1 m in je namenjena za titracijo z uporabo naprav serije Titralab AT1000. Sonda MTC695 je idealna za uporabo pri jodometričnih redoks titracijah za določanje celokupnega klora, klorovega dioksida in sulfita v vodi ter za določanje žveplovega dioksida v vinskih vzorcih. Ta sonda se uporablja tudi za določanje vsebnosti vlage po Karlu Fischerju z uporabo naprav serije TitraLab KF1000.

Specifikacije

Dimenzija (d x g):	12 mm x 200 mm
Dolžina:	200 mm
Dolžina kabla:	1 m
Garancija:	12 mesecev
Komplet izdelka:	Model: MTC695
	Priložena oprema: brez
Merilno območje:	± 1200 mV (± 200 μ A)
Parameter:	mV
Posebna značilnost:	Redoks titracija z imponirajočim tokom
Sensor material:	Epoksi
Temperaturna natančnost:	$\pm 0,3$ °C
Temperaturna resolucija:	0,1 °C
Temperaturno območje:	od -10 do 80 °C
Termistor:	ATC
Testni pogoji:	Potrebni parameter: redoks titracija
	Minimalna globina vzorca (mm): 10
Teža:	0,1 kg
Vrsta elektrode:	Kovinska za redoks titracijo, platina-platina
Vrsta metode:	Dvojna platinasta elektroda titracijo
Vrsta senzorja:	Platinaste žice
Vrsta sonde:	Standardna