



Praškasti reagenti v blazinicah za krom; 0,010–0,700 mg/L Cr (VI)

Številka izdelka:

1271099

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Odprema v 2 tednih



Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje kroma, heksavalentnega in skupne vrednosti. Za 10-mL vzorec.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	1,5-difenilkarbohidrazid
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Merilno območje:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Parameter:	Krom
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	/pk
Številka metode:	8023
Število testov:	100