



Praškasti reagenti v blazinicah za železo TPTZ; 0,012–1,800 mg/L Fe

Številka izdelka:

2608799

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje nizkih ravni železa. Za 10-mililitrski vzorec. 100 v ovoju.

Specifikacije

Ime metode:	TPTZ
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2000, DR/820
Merilno območje:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Parameter:	Železo
Platforma:	Praškasti reagenti
Prostornina / velikost paketa:	100 /pk
Številka metode:	8112
Število testov:	100