



Komplet za preverjanje pipet

Številka izdelka: LCA722
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Za preizkus natančnosti pipet z zagotavljanjem analizne kakovosti (AQA).

Napake pri količinah, prenesenih v pipeto, pogosto nastanejo zaradi slabo nastavljene pipete. Do te napake lahko pride po dolgi uporabi, po prevelikem zavijanju, mehanskih obremenitvah ali nepravilnem rokovanju. Z rednim preverjanje pipet napako lažje odkrijete.

Specifikacije

Ime metode:	Razbarvanje
Opis:	Komplet za pipetni test
Parameter:	Komplet za pipetni test
Platforma:	LCA
Pogoji skladiščenja:	15 °C - 25 °C
Posebni zapiski:	Priložena raztopina za barve, ki ima natančno znano sestavo, je razredčena s testno količino iz konic pipet. Posledična absorpcija je merilo odstopanja od pravilne količine. Na ta način je mogoče jasno ugotoviti napake zaradi pipet, ki znašajo več kot 2 %.
Število testov:	5