



Kivetni test za kopeli s kromovo kislino; 0,5–450 g/L CrO₃

Številka izdelka:

LCK213

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Specifikacije

Ime metode:	Lastna barva kopeli
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Opis:	Kislinske kromove kopeli za galvanizacijo, galvanske kromove kopeli
Parameter:	Kromova kislina
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	25